

Aktualności
31 marzec 2011

NEW DESIGN

SYSTEM 2000

Firma MEDEN-INMED jest czołowym producentem i dystrybutorem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasi konstruktorzy zaprojektowali:

- **dwustronny panel sufitowy typu V i H w układzie kolumnowym**
- **zestaw półek przejezdnych**



Nowe rozwiązania projektowe opracowane zostały z uwzględnieniem Państwa uwag i sugestii. Główną ideą było ułatwienie poruszania się i pracy przy łóżku pacjenta. Panele sufitowe w układzie kolumnowym umożliwiają dostęp do łóżka pacjenta z każdej strony.

Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo więcej informacji o tych nowościach.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.meden.com.pl, aby zapoznać się z pełną ofertą oraz uzyskać więcej informacji na temat **SYSTEMU 2000**.

Jeśli będziecie mieli Państwo jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt - chętnie pomożemy.

Aktualności
31 marzec 2011

NEW DESIGN

Dwustronny panel sufitowy pionowy typu V w układzie kolumnowym

Panel sufitowy w układzie kolumnowym umożliwia dostęp do łóżka pacjenta z każdej strony, nie zajmując dużo miejsca w otoczeniu łóżka i jest szczególnie polecany na salach IOM.

Słupy można wyposażyć w szyny sprzętowe służące do mocowania akcesoriów oraz inny sprzęt (półki, wieszak kroplówki, parawan).

Cały zestaw można ustawić pod kątem do łóżka (na etapie montażu).



Przykładowy zestaw widoczny na wizualizacji wyposażony jest w:

- 18 gniazd 230V, w tym 6 gniazd typu DATA,
- 2 gniazda podwójne RJ45,
- 4 punkty ekwipotencjalne,
- 2 punkty poboru tlenu,
- 2 punkty poboru próżni,
- 2 punkty poboru sprężonego powietrza,
- wieszak pomp infuzyjnych,
- uchwyt na cewniki,
- teleskopowy wieszak kroplówki,
- 2 półki na aparaturę medyczną.

Aktualności
31 marzec 2011

NEW DESIGN

Dwustronny panel sufitowy poziomy typu H w układzie kolumnowym

Panel sufitowy w układzie kolumnowym zapewnia szybki dostęp do przyłączy elektryczno-gazowych oraz aparatury medycznej ustawionej na zintegrowanych półkach. Całość tworzy zwartą bryłę i umożliwia sprawne zorganizowanie stanowiska pracy.

Słupy można wyposażyć w szyny sprzętowe służące do mocowania akcesoriów oraz inny osprzęt (wieszak kroplówki, parawan).

Cały zestaw można ustawić pod kątem do łóżka (na etapie montażu).



Przykładowy zestaw widoczny na wizualizacji wyposażony jest w:

- 9 gniazd 230V, w tym 2 gniazda typu DATA,
- 1 gniazdo RJ45,
- 4 punkty ekwipotencjalne,
- 2 punkty poboru tlenu,
- 2 punkty poboru próżni,
- 2 punkty poboru sprężonego powietrza,
- wieszak pomp infuzyjnych,
- uchwyt na cewniki,
- teleskopowy wieszak kroplówki,
- 2 półki na aparaturę medyczną z szufladą.

Aktualności
31 marzec 2011

NEW DESIGN

Zestaw półek przejezdnych

Zestaw półek przejezdnych zintegrowany jest z panelem sufitowym typu H.

Może być on ustawiony w dowolnym miejscu wzdłuż szyny i posiada opcjonalną funkcję umożliwiającą obrót o $\pm 90^\circ$, w celu ułatwienia dostępu do aparatury na nim ustawionej.

System może być montowany w konfiguracji na jedno lub kilka stanowisk.



Przesuw zestawu po szynie oraz ruch obrotowy zestawu jest blokowany w wybranej przez użytkownika pozycji.

