



Koziołek (typ 1)

WERSJA STANDARD:

- siedzisko obite skajem
- uchwyt mocowania siedziska: stalowy malowany na kolor czarny
- podstawa: stal chromowana
- kółka skrętne z nakładką chromowaną (wykonanie standard)

WERSJA LUX:

- siedzisko obite skórą naturalną
- uchwyt mocowania siedziska: stal nierdzewna polerowana
- podstawa: aluminium polerowane
- kółka skrętne z nakładką chromowaną (wykonanie lux)

DANE TECHNICZNE

Wersja:	standard	lux
Wysokość:	520-720 mm	500-700 mm
Średnica podstawy:	500 mm	500 mm
Obciążenie max.:	150 kg	150 kg



Taboret (typ 2)

WERSJA STANDARD:

- siedzisko obite skajem
- podstawa: stal chromowana
- kółka skrętne z nakładką chromowaną (wykonanie standard)

WERSJA LUX:

- siedzisko obite skórą naturalną
- podstawa: aluminium polerowane
- kółka skrętne z nakładką chromowaną (wykonanie lux)

DANE TECHNICZNE

Wersja:	standard	lux
Wysokość:	520-720 mm	500-700 mm
Średnica siedziska:	350 mm	350 mm
Średnica podstawy:	500 mm	500 mm
Obciążenie max.:	150 kg	150 kg



Krzesełko (typ 3)

WERSJA STANDARD:

- siedzisko i oparcie obite skajem
- podstawa: stal chromowana
- kółka skrętne z nakładką chromowaną (wykonanie standard)

WERSJA LUX:

- siedzisko i oparcie obite skórą naturalną
- podstawa: aluminium polerowane
- kółka skrętne z nakładką chromowaną (wykonanie lux)

DANE TECHNICZNE

Wersja:	standard	lux
Wysokość:	440-570 mm	420-550 mm
Siedzisko:	440 x 350 mm	440 x 350 mm
Podstawa:	330 x 220 mm	330 x 220 mm
Obciążenie max.:	150 kg	150 kg