

Koziółek

Producent: Meden-Inmed

Ergonomiczny, lekki i wygodny koziółek dla lekarzy oraz terapeutów.

Wersja standard:

siedzisko obite skajem

uchwyt mocowania siedziska stalowy malowany na kolor czarny

stal chromowana w podstawie

kółka skrętne z nakładką chromowaną (wykonanie standard)

Wersja lux:

siedzisko obite skórą naturalną

uchwyt mocowania siedziska stal nierdzewna polerowana

aluminium polerowane w podstawie

kółka skrętne z nakładką chromowaną (wykonanie lux)

DANE TECHNICZNE :

Wersja
standard

lux

Wysokość:

520-720 mm

500-700 mm

Średnica podstawy:

500 mm

500 mm

Maksymalne obciążenie:

150 kg

150 kg

Kolory pokazane we wzorniku w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów.

Ulotka w PDF