

Krzesło urodynamiczne URK-3

Producent: Meden-Inmed

Krzesło urodynamiczne URK-3 jest przeznaczone do współpracy z aparatami urodynamicznymi. Ułatwia przeprowadzanie badań przepływowych (uroflowmetria), umożliwiając pacjentowi zajęcie wygodnej pozycji w trakcie badania.

Znajduje zastosowanie w klinikach urologicznych i ginekologicznych.

Krzesło o wysokiej jakości i trwałości posiada:

metalową ramę malowaną proszkowo  
miskę wykonaną ze stali nierdzewnej

wytrzymałą, sztywną deskę

nóżki o regulowanej wysokości

DANE TECHNICZNE:

Wysokość siedziska z opuszczoną deską [mm]:

475

Wysokość podpórek [mm]:

700

Szerokość u podstawy [mm]:

620

Głębokość u podstawy [mm]:

490

Maksymalne obciążenie użytkowe krzesła [kg]:

175

Masa krzesła z deską i lejkiem [kg]:

11,5