

Bobath-2 Advanced

Producent: GymnaUniphy N. V.

Bobath2 Advanced jest to stół do ćwiczeń według metody Bobach, elektryczna regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego, 4 unoszone koła kierunkowe, 4 stopki.

Przeznaczenie:

Stół do usprawniania ruchowego dzieci z uszkodzonym centralnym układem nerwowym oraz do prowadzenia terapii metodami Bobath'a i Vojty, oraz do rehabilitacji osób dorosłych z neurologicznymi zaburzeniami ruchu, po udarze mózgu jak również do wszelkiego rodzaju usprawniania ruchowego dzieci i dorosłych.

Cechy charakterystyczne:

jedno - (Bobath Advanced) lub dwuczęściowe (Bobath - 2 Advanced) leżysko;  
ergonomia i funkcjonalność;

stabilność i estetyka;

elektryczny system regulacji wysokości: przycisk nożny;

w typie Bobath-2 regulacja zagłówka za pomocą sprężyn gazowych;

mechanizm jezdny, centralna blokada kół;

tapicerka wodoodporna w 8 wersjach kolorystycznych.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary:

&plusmn; 202 x 120 cm

Regulacja wysokości:

&plusmn; 47 x 96 cm

Regulacja zagłówka:

0° / +80°

Długość zagłówka:

86cm

Moc silnika elektrycznego:

6.000 N

Zasilanie:

110 - 240 V 50/60 Hz lub 100 V 50/60 Hz

Waga:

□ &plusmn; 118 kg

Maksymalny udźwig:

150 kg

Wyposażenie standardowe:

100233 - wałek Bobath (kolor czarny)

121409 - dodatkowy przełącznik nożny

125082 - dwuczęściowy, elektryczny, przycisk nożny

125652 - ręczny przełącznik wysokości

Wyposażenie opcjonalne:

125603 - wycięcie na twarz z zatyczką