

Trolmed typ SPA-2 Stolik pod aparaturę medyczną  
Producent: Meden-Inmed

## TROLMED typ SPA-2

Stolik przeznaczony głównie pod aparaty do fizykoterapii. Konstrukcja pozwala na łatwe budowanie zestawów zabiegowych, złożonych z różnych urządzeń, dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu półek.

### Wykonanie:

stal nierdzewna proszkowo

3 półki z tworzywa sztucznego z rantem zabezpieczającym aparaty przed zsunięciem się

możliwość zamontowania przez użytkownika od 1 do 3 półek

4 kółka transportowe, w tym dwa przednie z hamulcem

### DANE TECHNICZNE:

SPA 2

Głębokość:  
480 mm

Szerokość:

540 mm

Wysokość:

860 mm

Liczba półek:

1 - 3

Obciążalność:

25 kg (półka)

Wymiary półek:

500 x 400 mm