

Reco-Alter SGB-3

Producent: Meden-Inmed

Reco-Alter SGB-3

Stół do gimnastyki biernej i modelowania sylwetki. Posiada zastosowanie dla osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności. Przeznaczony jest do ćwiczeń określonej partii mięśni.

Dostępne kolory tapicerki (czerwona i szara).

Cechy charakterystyczne:

usprawnia bez wysiłku;

automatycznie masuje;

poprawia sprawność fizyczną;

reguluje tempo ćwiczeń;

cicho pracuje;

kształtuje talię i brzuch;

rozluźnia i masuje mięśnie w okolicy kręgosłupa krzyżowego, wzmacnia odcinek lędźwiowy;

ujędrnia pośladki, zapobiega celulitowi.

Zastosowanie:

lecznictwo uzdrowiskowe;

kluby fitness;

rehabilitacja szpitalna i domowa.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary (dł. x szer. x wys.):

1980 x 760 x 680 mm

Regulacja czasu:

1 - 99 min.

Liczba cykli / min. (tempo):

10 - 30

Zasilanie:

230 VAC / 50 Hz

Pobór mocy:

max. 600 W