

OKO

Producent: Meden-Inmed

OKO jest to elektroniczna, podświetlana tablica okulistyczna do badania ostrości wzroku. Sterowanie pracą tablicy odbywa się bezprzewodowo - przy pomocy niewielkiego pilota na poczerwień.

Lekarz za pomocą pilota z sześcioma przyciskami, steruje pracą tablicy OKO i nie wychodząc z biurka ma możliwość :

- włączenia tablicy,
- podświetlenia wszystkich znaków w jednym rzędzie,
- podświetlenia tylko jednego, dowolnie wybranego znaku w rzędzie,
- wyboru podświetlenia wybranego znaku,
- wyboru podświetlenia wybranego wiersza znaków,
- przyłączenia trybu pracy (cały wiersz / wybrany znak),
- wybur kierunku przemieszczania się kursora,
- wygaszania tablicy

samoczynne wyłączenie źródła światła (w przypadku niewykorzystywania tablicy przez czas dłuższy niż 5 minut)

Inne zalety tablicy okulistycznej to :

- łatwość montażu w gabinecie,
- komfort obsługi,
- skrócenie czasu badania,
- wysoka niezawodność,
- estetyczny wygląd,
- możliwość wymiany optotypu podczas badania pacjenta.

Ulotka