

Aparat Redcord Mini

Producent: Redcord AS

Aparat Redcord Mini (12110) jest mniejszą i lżejszą wersją urządzenia Redcord Trainer, przeznaczoną do użytku osobistego. Dzięki niewielkim rozmiarom jest łatwy do przenoszenia, więc może być i w domu i na świeżym powietrzu. Zaletą jest możliwość zawieszenia urządzenia na dowolnym elemencie poziomym, który utrzyma naszą wagę ciała, co jest szczególnie przydatne podczas podróżowania.

**UWAGA:** z powodów bezpieczeństwa Redcord Mini nie może być użytkowany jednocześnie z linkami zwykłymi i linkami elastycznymi.

Skład zestawu:

1 Redcord Mini (12110)

1 torba Redcord (13169)

1 zestaw haków do zawieszenia na suficie (14025)

1 instrukcja obsługi Redcord Trainer/Mini (11120)

1 Plakat Redcord Exercise (18537)

**DANE TECHNICZNE:**

Maksymalne obciążenie:

150 kg

Wymiary opakowania:

pułko kartonowe 340x350x75mm

Waga:  
1,80 kg